

# INDYWIDUALNA KARTA POMIAROWA PACJENTA DO PIONIZATORA

## 1 PARAMOBIL

Sugerowana cena  
detaliczna: 7500zł  
wersji standardowej

NR ZAM. ....

### PIECZĘĆ FIRMOWA ŚWIADCZENIODAWCY

Data:

Czytelny podpis  
świadczoniodawcy: .....

### ADRES DOSTAWY:



Wpłynęło:  
.....  
(data i podpis)

Przegląd umowy:  
.....  
(data i podpis)

Wysłano do klienta:  
.....  
(data i podpis)

Nr wyrobu:  
.....

Nr faktury:  
.....



### ROZMIARY STANDARDOWE

Proszę zaznaczyć wielkość (typ) pionizatora:

1	2	3
25-30	30-36	36-42
28-36	30-38	34-42
25-30	30-36	36-42
28-36	30-38	34-42
73-103	83-118	87-122
108-138	118-153	122-157
60 kg	90 kg	120 kg

- A. Szerokość bioder w cm
- B. Głębokość bioder w cm
- C. Szerokość klatki piersiowej w cm
- D. Głębokość klatki piersiowej w cm
- E. Wysokość do osi stawu biodrowego w cm
- F. Wysokość do poziomu mostka w cm
- G. Waga użytkownika (max)

**UWAGA!**  
Po dokonaniu pomiarów pacjenta określonych w cz. 2 karty pomiarowej, prosimy o zaznaczenie krzyżykiem sugerowanego rozmiaru urządzenia. W przypadku nie pokrywania się rozmiarów prosimy o przesłanie karty bez zaznaczania rozmiarów. W razie trudności w doborze rozmiaru pionizatora prosimy o kontakt telefoniczny z biurem handlowym firmy AKCES-MED.  
**Termin realizacji zamówienia - 14 dni.**

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- stelaż z kołami jezdnymi (standardowymi) wyposażonymi w hamulce
- obejmę biodrową z pelotami
- obejmę piersiową z pelotami
- separator kończyn dolnych (przegroda między stopami)
- stabilizator stóp
- stabilizatory kończyn górnych (wsparcie przedramion z pochwytami)
- stabilizator kolan z pelotami
- rotor elektryczno-mechaniczny
- stolik
- siedzisko wąskie  lub zamiennie siedzisko szerokie
- instrukcja użytkownika i konserwacji
- WD40
- karta gwarancyjna

### WYPOSAŻENIE PONADSTANDARDOWE:

- koła z blokadą kierunku jazdy (2 szt.)\* 150 zł
- koła z blokadą cofania się pionizatora (2 szt.)\* 150 zł
- koła z hamulcami ciernymi (2 szt.)\* 150 zł
- podpórki pod pachy niskie (fot 1.) (montowane zamiast standardowych) - 2 szt. 50 zł
- podpórki pod pachy wysokie (fot. 2) (montowane zamiast standardowych) - 2 szt. 100 zł
- stelaż z uprzężą podtrzymującą głowę (uprzęż wykonana jest ze skóry naturalnej)(fot. 3) 600 zł
- regulowane peloty kolan (przód-tył niezależnie) 50 zł
- poduszka biodrowa (fot. 4) 160 zł

\*UWAGA - Jeżeli wybrane zostaną koła z wyposażenia ponadstandardowego producent montuje je zamiast kół standardowych.

## 2 DANE PACJENTA:

Imię i nazwisko: .....

Adres: .....

..... Wiek: .....

### INDYWIDUALNY POMIAR PACJENTA

- A. Szerokość bioder w cm
- B. Głębokość bioder w cm
- C. Szerokość klatki piersiowej w cm
- D. Głębokość klatki piersiowej w cm
- E. Wysokość do osi stawu biodrowego w cm
- F. Wysokość do poziomu mostka w cm
- G. Waga użytkownika w kg


### UWAGA!

Pionizatory dostarczane są na koszt firmy Akces-Med Sp. z o.o. Niedokładny pomiar pacjenta może spowodować niewłaściwe wykonanie i dobór pionizatora. Koszty zwrotu i ponownej dostawy sprzętu ponosi zamawiający.

